

**AT04103,AT04104,AT04105 NÁVOD K
POUŽITÍ
ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU
S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM POHYBU**



OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte výrobek, dokud a neporozumíte těmto pokynům. Pokud varováním, upozorněním nebo pokynům nerozumíte, svého zdravotnického pracovníka nebo prodejce, aby nedošlo k poškození výrobku. Hodinová kolenní ortéza vyrobena z prodyšné a elastické tkaniny posiluje kloub, poskytuje kompresi a stabilizaci a jemně zahřívá kolenní kloub. Zapínání na suchý zip zaručuje účinnou imobilizaci. Boční výztuhy se závěsy zajišťují úplnou stabilizaci kolene. Výrobek má široký rozsah nastavení. Ortézu lze snadno a rychle přizpůsobit tvaru těla pacienta.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen během přepravy. Pokud takové poškození zjistíte, výrobek **NEPOUŽÍVEJTE**. Další informace získáte od výrobce.

: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedbalou údržbou nebo čištěním, nedostatečným servisem nebo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.

POZNÁMKA: Každá závažná událost týkající se prostředku musí být výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.

POZNÁMKA: Je zakázáno používat výrobek k jinému než určenému účelu. **UPOZORNĚNÍ:**

V případě "závažného" souvisejícího s výrobkem, který přímo nebo nepřímo vedl, mohl vést nebo pravděpodobně povede k některé z následujících událostí:

- a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo
- b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby nebo
- c) vážné ohrožení veřejného zdraví

tento "závažný incident" by měl být výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V případě Polska je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků. **POZNÁMKY:**

Pokud se u vás objeví bolest, alergické reakce nebo jiné znepokojivé, nejasné příznaky související používáním zdravotnického prostředku, poraďte se s .

POZOR: Hořlavý výrobek.

SKLADOVÁNÍ Výrobek skladujte v suché a chladné místnosti, mimo dosah vlhkosti a přímého slunečního záření.

ÚČEL POUŽITÍ OSOBNÍ SKUPINY Osoby trpící nemocí, dysfunkcemi nebo zraněními, k jejichž léčbě/rehabilitaci nebo kompenzaci je tento určen (viz část o určeném použití výrobku v tomto návodu k použití). Výrobek si může uživatel zakoupit samostatně nebo na doporučení lékaře, terapeuta či jiného odborníka. Ať už si výrobek zakoupíte sami nebo na doporučení lékaře/terapeuta/jiného odborníka, musíte vzt v úvahu dostupné velikosti/potřebné funkce a varianty výrobku, indikace a kontraindikace použití, jakož i informace poskytnuté výrobcem.

POUŽITÍ

Komunální odpad likvidujte v souladu s platnými obecnými podmínkami likvidace.

AT04105/AT04103

Indikace:

- degenerativní onemocnění
- nestabilita po zranění a poškození vazů
- ochranné opatření v případě slabosti kolen,
- mírné podvrtnutí kolenního kloubu,
- postraumatické změny,
- během rehabilitace po operaci

Kontraindikace: nepoužívejte přípravek, pokud byly použity hřejivé tekutiny nebo masti, nepoužívejte v případě poškození kůže.

Ortéza je vybavena dvěma dlahami s nastavitelným úhlem flexe a extenze, které zajišťují univerzálnost stabilizátoru pro pravou i levou končetinu. Čtyři nepružné popruhy pomáhají ortéze co nejlépe přiléhat ke kolennímu kloubu.

Poznámky:

- Před nasazením ortézy si přečtěte obsah této příručky.
- Před každým použitím se ujistěte, že k odění švů a jednotlivých součástí ortézy.
- Použití přípravku v rozporu s pokyny může mít za následek vážné komplikace.
- Ortézu používejte podle doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Přípravek by neměl být používán v případě otevřených ran, odřenin pokožky nebo po předchozí aplikaci hřejivého gelu nebo masti.
- Nošení ortézy v noci je možné pouze doporučení ošetřujícího lékaře.
- Pokud lékař nedoporučí jinak, neměla by se ortéza nosit déle než 4 hodiny denně.

Hodiny

Ortéza AT04105 má časovač s funkcí nastavení úhlu flexe, extenze a možnosti úplného zablokování nebo plného rozsahu pohybu pomocí kovových čepů. První nastavení by mělo proběhnout za přítomnosti odborníka.

- Nastavení úhlu ohybu: 0° - 90° -.
- Svislé nastavení v rozsahu: 0° - 90° -.

Pokyny pro čištění (údržbu) výrobku:

- Rovnátka se mohou prát pouze ručně ve vlažné vodě.
- (při teplotě do 40 °C) jemným mycím prostředkem (např. šedým mýdlem).
- Před mytím je třeba odstranit hroty.
- Nežehlete.
- Nečistěte v čistírně.
- Nepoužívejte bělidlo.
- Chraňte před vlhkostí.
- vysokým teplotám.
- Nesušte v .
- Sušte rozložené, před sušením jemně vymačkejte.

Použijte

Ortéza se nosí ze zadní strany pro snadné nasazení se zcela rozepne a poté se zapne na každý suchý zip, kterým se ortéza upraví. Délka ortézy: Délka ortézy: 35 cm

Velikosti AT04105 : (Pro správnou velikost změřte obvod kolen (cm). Doporučujeme upravit velikost vyzkoušením ortézy).

S: 32-35 cm

M: 35-38 cm

L: 38-42 cm

XL: 42-46 cm

XXL: 46-50 cm

XXXL: 50-54 cm

Velikosti AT04103 : (Pro správnou velikost změřte obvod kolen (cm). Pro nastavení velikosti doporučujeme ortézu vyzkoušet).

S: 32 - 35 cm

M: 35 - 38 cm

L: 38 - 42 cm

XL: 42 - 46 cm

XXL: 46 - 50 cm

XXXL: 50 - 54 cm

Rozsah dodávky: Ortéza, návod k použití

AT04104 Kolenní ortéza

Kolenní ortéza s hodinovou a silikonovou výztuhou český ze vzdušné a elastické tkaniny posiluje kloub, poskytuje kompresi, stabilizaci a jemně zahřívá kolenní kloub. Zapínání na suchý zip zaručuje účinnou imobilizaci. Boční výztuha s panty zajišťují úplnou stabilizaci kolene. Výrobek má široký rozsah nastavení. Ortéza lze snadno a rychle přizpůsobit tvaru těla pacienta.

Indikace:

- zranění kolene,
- závažná nestabilita kolene,
- poruchy vazů, česka,
- rehabilitace po různých poruchách kolenního kloubu,
- ochranné opatření v případě slabosti kolen,
- mírné podvrtnutí kolenního kloubu,
- posttraumatické změny,
- během rehabilitačního období po operaci.

Kontraindikace:

- nepoužívejte výrobek, pokud byly použity hřejivé tekutiny nebo masti, nepoužívejte v případě poškození pokožky. Vlastnosti:
- Ortéza zajišťuje, že kloub funguje v kontrolovaném, optimálním anatomickém rozsahu pohyblivosti,
- boční výztuha zajišťují dodatečnou stabilizaci a snižují tlak na kloub,
- Silikonová výztuha zajišťuje stabilizaci český a zabraňuje patologické deformaci. Poznámky:
- Před nasazením ortézy si přečtěte obsah této příručky.
- Před každým použitím se , že nedošlo k odření švů a jednotlivých součástí ortézy.
- Použití přípravku v rozporu s návodem může vést k závažným komplikacím.
- Ortézu používejte podle doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Přípravek by se neměl používat v případě otevřených ran, odřenin pokožky po předchozí aplikaci hřejivého gelu nebo masti.
- Nošení ortézy v noci je možné pouze doporučení ošetřujícího lékaře.
- Délku nošení kúry je třeba konzultovat s .

Hodiny

Ortéza má časovač s funkcí nastavení úhlu flexe, extenze a možnosti úplnéhoablokování nebo plného rozsahu pohybu pomocí kovových čepů. První nastavení by mělo proběhnout za přítomnosti odborníka.

- Nastavení úhlu ohybu v rozsahu: 0° - 90° -.
- Svislé nastavení v rozsahu: 0° - 90° -.

Použijte

Všechny pásky na suchý zip je třeba rozepnout. Ortéza se poté nasadí tak, že se natáhne na nohu a poté se zapnou suché zipy. Délka ortézy: Délka ortézy: 37 cm

Rozsah dodávky: Ortéza, návod k použití

Velikosti: (Pro výběr správné velikosti změřte obvod kolenního kloubu ve střední části ve vzpřímené poloze. Doporučujeme vyzkoušet si na velikost).

XS: 26,3-29,4 cm

S: 28,6-34,5 cm

M: 34 -39, 6 cm

L: 39 -45,5 cm

XL: 45- 51,5 cm